

## Gebrauchsanweisung Irrigator

Irrigator bestehend aus:

- Irrigatorbecher	
- 1 St. Irrigatorschlauch	
- 1 St. Hahn	mit Gewinde
- 1 St. Mutterrohr (gross)	mit Gewinde
- 1 St. Klistierrohr (klein)	mit Gewinde

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle o.g. genannten Bauteile erhalten haben und diese in einem einwandfreien Zustand sind.

Bevor Sie mit dem eigentlichen Zusammenbau beginnen prüfen Sie bitte, ob sich die beiden mitgelieferten Rohre mit dem Hahn fest verschrauben lassen!

Setzen Sie die Irrigatorteile wie folgt zusammen:

- 1) Stecken Sie den Schlauch bis zum Anschlag auf das dafür vorgesehene Verbindungsstück am Irrigatorbecher.
- 2) Schieben Sie nun den Hahn in die andere Seite des Schlauchs hinein.
- 3) **SCHRAUBEN** Sie jetzt entweder das Klistier- **ODER** Mutterrohr fest auf den Hahn auf.  
Stecken Sie auf keinen Fall das Mutterrohr auf das Klistierrohr.

**ACHTUNG:** Verwenden Sie den Irrigator niemals wenn sich die einzelnen Bauteile nicht wie oben beschrieben zusammenbauen lassen!

Ein Irrigator dient dazu Flüssigkeiten, unter verschiedenen Druckverhältnissen, mittels Schlauch und Irrigator garnitur in den Darm oder in die Scheide zu leiten.

Die Druckveränderung erreichen Sie durch Heben (starker Druck) oder Senken (geringer Druck) des Irrigators.

Verwenden Sie den Irrigator nur, wenn sie Darmerkrankungen oder andere Erkrankungen, für die die Anwendung eines Irrigators von Nachteil sein kann, ausschliessen können.

Befragen Sie in jedem Fall vor einer Anwendung Ihren Arzt oder Apotheker. Dieser wird Ihnen auch Auskunft über die verwendbaren Flüssigkeiten geben.